

Hygo® Jet Pro Bio



Facile à utiliser pour un usage clinique au quotidien

Hygo Jet Pro Bio est une canule d'aspiration multi-fit conçue pour les équipes dentaires qui privilégient la **simplicité et le confort**. La canule est **fabriquée à partir d'un matériau partiellement biosourcé** issu de ressources renouvelables, contribuant ainsi à une pratique clinique plus durable. Grâce à son design multi-fit, Hygo Jet Pro Bio offre des flux de travail efficaces et flexibles, garantissant une prise en main confortable pour le praticien et une expérience plus agréable pour le patient.

Compatible avec les systèmes d'aspiration de 11 mm et 16 mm

Angle optimisé pour une position naturelle de la main

Orifices de ventilation intégrés et bords arrondis pour favoriser le confort du patient



Scannez pour plus d'informations

ORSING

www.orsing.se

Hygo® Jet Pro Bio



Caractéristiques


Multi-Fit – Une canule, deux systèmes

Se connecte directement aux systèmes d'aspiration de 11 mm et 16 mm. Sa conception sans adaptateur permet une installation plus nette, avec moins de composants séparés et optimise le flux de travail.



Conception ergonomique pour une utilisation quotidienne

L'angle optimisé est conçu pour favoriser une position naturelle de la main pendant le traitement, améliorer l'accès derrière la digue dentaire et faciliter une manipulation confortable lors des traitements quotidiens.




Conçu pour favoriser le confort du patient

Hygo Jet Pro Bio est doté d'orifices de ventilation intégrés conçus pour aider à minimiser l'aspiration des tissus mous, tandis que sa forme arrondie est conçue pour offrir une sensation agréable lors de l'utilisation intraorale. Ces caractéristiques visent à favoriser le confort du patient pendant le traitement.



Autoclavable

Autoclavable à 134 °C tout en conservant son intégrité structurelle. S'intègre facilement dans les procédures de stérilisation établies.



Caractéristiques techniques :

Longueur : 138 mm

Compatible : Ø 11 mm & 16 mm

À usage unique

N° de prod. : HJPB10

Contenu : 10 pièces

Pour plus de renseignement merci de contacter :

Anne Graf Cache, Area Sales Manager

anne.graf.cache@directadental.com, +33 7 67 30 71 38

Dispositif médical de classe IIa / Marquage CE2862. / Fabricant : J.H. Orsing AB

ORSING

www.orsing.se