

Hygo® Jet Pro Bio



Einfache Handhabung für den klinischen Alltag

Hygo Jet Pro Bio ist eine Multi-Fit-Absaugkanüle für zahnärztliche Teams, die **Einfachheit und Komfort** schätzen. Die Kanüle besteht aus einem **teilweise biobasierten Material**, das aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, und unterstützt damit eine nachhaltigere klinische Praxis. **Das Multifit-Design des Hygo Jet Pro Bio ermöglicht effiziente und flexible Arbeitsabläufe.** Es bietet dem Anwender eine komfortable Handhabung und sorgt zugleich für ein sanfteres Erlebnis beim Patienten.

Dank des Multi-Fit-Designs passt sie auf 11 mm - und 16 mm - Absaugsysteme

Optimierter Winkel für eine natürliche Handposition

Integrierte Belüftungsöffnungen und abgerundete Kanten zur Unterstützung des Patientenkomforts



Scannen Sie
für weitere
Informationen

ORSING

www.orsing.se

Hygo® Jet Pro Bio



Merkmale

Multi-Fit – Ein Rohr, zwei Systeme

Passt direkt auf 11 mm - und 16 mm - Absaugsysteme. Das adapterfreie Design trägt zu einem übersichtlicheren Setup mit weniger einzelnen Komponenten bei und unterstützt einen optimierten Arbeitsablauf.



Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch

Der optimierte Winkel ist darauf ausgelegt, während der Behandlung eine natürliche Handposition zu unterstützen, den Zugang hinter dem Kofferdam zu verbessern, sowie eine komfortable Handhabung bei Routinebehandlungen zu fördern.



Entwickelt zur Unterstützung des Patientenkomforts

Hygo Jet Pro Bio verfügt über integrierte Belüftungsöffnungen, die dazu beitragen sollen, um das Ansaugen von Weichgewebe zu minimieren. Die abgerundete Form ist darauf ausgelegt, sich bei der intraoralen Anwendung angenehm anzufühlen. Diese Merkmale dienen der Unterstützung des Patientenkomforts während der Behandlung.



Autoklavierbar

Autoklavierbar bei 134 °C unter Beibehaltung der strukturellen Integrität. Lässt sich einfach in etablierte Sterilisationsverfahren integrieren.



Technische Spezifikationen:

Länge: 138 mm
Kompatibel: Ø 11 mm & 16 mm
Zum Einmalgebrauch.

Art.-Nr.: HJPB10

Inhalt: 10 St.

Kontakt:

Alexander Haid
alexander.haid@directadental.com
+49 171 818 7933

Wolfgang Hirsch
wolfgang.hirsch@directadental.com
+49 171 530 81 53

ORSING
www.orsing.se