

Hygo® Jet Pro Bio



Manejo sencillo para un uso clínico diario

Hygo Jet Pro Bio es una cánula de aspiración multi-fit diseñada para equipos dentales que valoran la **simplicidad** y la **comodidad**. La cánula está **fabricada con un material parcialmente biobasado** derivado de recursos renovables, lo que contribuye a una práctica clínica más sostenible. Gracias a su diseño multi-fit, ofrece flujos de trabajo eficientes y flexibles, garantizando un manejo cómodo para el clínico y una experiencia más agradable para el paciente.

Compatible con
sistemas de aspiración
de 11 mm y 16 mm

Ángulo optimizado para una
posición natural de la mano

Orificios de ventilación integrados y
bordes redondeados para favorecer
el confort del paciente



Escanee para
obtener más
información

ORSING

www.orsing.se

Hygo® Jet Pro Bio



Características


Multi-Fit – Una cánula, dos sistemas

Se conecta directamente a sistemas de aspiración de 11 mm y 16 mm. Su diseño sin adaptador ayuda a crear una configuración más limpia, con menos componentes sueltos, y contribuye a optimizar el flujo de trabajo.



Diseño ergonómico para un uso diario

El ángulo optimizado está diseñado para favorecer una posición natural de la mano durante el tratamiento, mejorar el acceso detrás del dique de goma y facilitar un manejo cómodo durante los procedimientos rutinarios.




Diseñado para favorecer la comodidad del paciente

Hygo Jet Pro Bio cuenta con orificios de ventilación integrados diseñados para ayudar a minimizar la succión de los tejidos blandos, mientras que su forma redondeada está pensada para resultar suave durante el uso intraoral. Estas características están destinadas a favorecer el confort del paciente durante el tratamiento.



Autoclavable

Autoclavable a 134 °C, manteniendo su integridad estructural. Se integra fácilmente en los procedimientos de esterilización establecidos.



Especificaciones técnicas:

Longitud: 138 mm
Compatible: Ø 11 mm & 16 mm
De un solo uso.

N.º de prod.: HJPB10

Contenido: 10 uds.

Contacto:

Anne Graf Cache
anne.graf.cache@directadental.com
+33 7 67 30 71 38

ORSING
www.orsing.se