

Hygo® Jet Pro Bio



Smidig hantering för den kliniska vardagen

Hygo® Jet Pro Bio är ett aspiratorrör med multi-fit-design, framtaget för tandvårdsteam som värdesätter **enkelhet och komfort**. Det är tillverkat av ett delvis biobaserat material från förnybara källor, vilket bidrar till en mer hållbar klinisk verksamhet. **Tack vare multi-fit-designen bidrar Hygo® Jet Pro Bio till ett effektivt och flexibelt arbetsflöde**, samtidigt som den erbjuder en bekväm hantering för användaren och en skonsammare upplevelse för patienten.

Passar till både 11 mm och 16 mm sugsystem

Optimerad vinkel för ett naturligt handgrepp

Integrerade ventilationshål och rundade kanter bidrar till patientkomfort.



Skanna för mer information

ORSING

www.orsing.se

Hygo® Jet Pro Bio



Egenskaper

Multi-fit – En tub, två system

Direktanslutning till både 11 mm och 16 mm sugsystem. Den adapterfria designen bidrar till en enklare behandlingsmiljö med färre komponenter och ett smidigare arbetsflöde.



Ergonomisk design för daglig användning

Den optimerade vinkeln är utformad för att stödja ett naturligt handgrepp under behandlingen, förbättra åtkomsten bakom kofferdam och bidra till en bekväm hantering vid rutinbehandlingar.



Utformad för att stödja patientkomfort

Hygo® Jet Pro Bio har integrerade ventilationshål som är avsedda att minimera sugpåverkan på mjukvävnad – samtidigt som den rundade formen ger en skonsam känsla vid intraoral användning. Resultatet är en produkt utformad för ökad patientkomfort genom hela behandlingen.



Kan autoklaveras

Kan autoklaveras vid 134 °C utan att den strukturella integriteten påverkas. Passar enkelt in i etablerade steriliseringsrutiner.



Tekniska specifikationer:

Längd: 138 mm
Passar: Ø 11 mm & 16 mm
För engångsbruk.

Art.nr: HJPB10

Innehåll: 10 st.

Kontakt:

Maria Flodin
maria.flodin@directadental.com
+46 703 510 125

ORSING
www.orsing.se